

ChargeBottle® P

Container für den Transfer von kleinen Pulvermengen

Einfach zu verwenden

- Die Verwendung von durchsichtigem Polypropylen ermöglicht die visuelle Überprüfung des Übertragungsfortschritts.

Einfach zu handhaben

- Leichte Polypropylen-Ausführungen für die einfache manuelle Handhabung.

Anwendungen

- Loses Pulver
- Granulate
- API
- Zwischenprodukte



0,5 L -
50 mm (2")
Anschluss



1 L -
50 mm (2")
Anschluss



1 L -
100 mm (4")
Anschluss



2 L -
50 mm (2")
Anschluss



4 L -
50 mm (2")
Anschluss



4 L -
100 mm (4")
Anschluss

Größen und Spezifikationen

		ChargeBottle® P	
Anschlussgröße		DN50 (2")	DN100 (4")
Volumen (L) (nominell)	0,5	•	
	1	•	•
	2	•	•
	4	•	•
Anschlussart		Tri-Clamp (BS4825)	
Produktberührende Materialien		FDA-konformes Polypropylen	
Druck-/vakuumbeständig		k. A.	
Spül-/Belüftungsanschluss		k. A.	
Schauglas		k. A.	
Test/Inspektion		100 % Sichtprüfung	



Europa, Nahost, Afrika und Asien

ChargePoint® Technology Ltd
80 Venture Point West, Evans Road
Liverpool, L24 9PB
Großbritannien
+44 151 728 4500
sales@thechargepoint.com

Nord-, Mittel- und Südamerika

ChargePoint® Technology Inc.
120 North Main Street, Suite 11
Forked River, NJ 08731
Vereinigte Staaten
+1 609 549 6165
USAsales@thechargepoint.com

Finden Sie Ihren regionalen Repräsentanten online:
www.thechargepoint.com



THE QUEEN'S AWARDS
FOR ENTERPRISE:
INTERNATIONAL TRADE
2012